

ENTREGA DE VERSÃO Nº 001

Neste documento estão especificados os passos que devem ser realizados para o deploy do sistema Tele Cardio em um servidor Apache Tomcat que irá usar como banco de dados o SQL Server 2008.

Artefatos:

- Sistema Tele Cardio em um arquivo .war;
- Script do banco de dados do Tele Cardio;
- Documento de instalação.

Pré-requisitos:

- Ter um Tomcat Instalado e funcionando;
- Ter o Sql Server 2008 instalado e funcionando.

Passo-a-passo:

- Realizar o deploy do arquivo TeleCardioServidor.war no tomcat, colocando o mesmo na pasta webapps localizada dentro da pasta do tomcat;
- Executar o script SQL do arquivo TELE_CARDIO.sql em uma query dentro do SQL Server 2008;
- Acessar via browser o endereço do Tomcat e Tele Cardio. Ex.:
[HTTP://localhost:8080/TeleCardioServidor](http://localhost:8080/TeleCardioServidor);
- Utilizar usuário padrão no login:

Login: adm

Senha: 123456

Obs.: Caso o sistema não encontre o servidor de banco é porque o banco não esta instalado em localhost, então deve-se ir na pasta do sistema, a qual o sistema esta rodando, que normalmente fica em webapps do tomcat. Após encontrar a pasta existe um arquivo chamado Config.ini, que é gerado junto com o sistema, basta entrar nele e alterar o endereço localhost para o ip ao qual o banco de dados se encontra na rede.